

RANGE 8A+

用于酸碱存储的耐腐蚀柜



认证

- 符合ISO 3864、92 / 58 / CEE欧洲指令和NF X08.003规范的大型目视化警告标签。
- 符合美国国家研究与安全研究所 (I.N.R.S) 的规范。

特点

- 专为酸和碱存储而设计。
- 结构基材为蜂窝状PVC，对于挥发气体和液体具有极强的耐腐蚀性和腐蚀性。
- 带滑动抽屉的柜，用于存放酸或碱等基础存储。

主动安全

- 完全采用白色蜂窝PVC制成，超级耐腐蚀。
- 腐蚀性、基础性、和剧毒等目视化警告标签 (APC106型号仅3个)。
- 每个大隔间的可调节滑动抽屉。
- 独立的隔室 (APC31+型号除外) 用于存储酸、碱或/和有毒产品 (仅适用于APC106+型号)。

-每个隔间都分为一个主存储区和一个辅助存储区 (APC61+, APC111+和APC221+型号除外)。

被动安全

- 高低通气孔 $\varnothing 100$ mm，带连接件，可以接排气管。
- 带锁的门：
 - APC31+, APC91+和APC106+型号为手动翼门。
 - APC61+, APC111+和APC221+型号为左右移门。
- 可调水平脚，以增强稳定性。

净气循环箱 Labopur - H50

在任何ECOSAFE机柜中都充分利用labopur的技术。活性炭过滤器和过滤系统已经过测试并获得NFX15-211认证。



型号	尺寸 H x W x D (mm)	储间的数量		抽屉和搁板数量		容积 (L)	有效容积 (L)	搁板最大负荷 (kg)	重量 (kg)
		主储间	辅储间	抽屉数量	辅储间 搁板数量				
APC31+	630 x 635 x 603 ⁽²⁾	1	1	2	2	40	28	20	30
APC61+	630 x 1135 x 603 ⁽²⁾	2	-	4	-	72	44	20	60
APC91+	1900 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	20	90
APC111+	1100 x 1135 x 615	2	-	6	-	100	66	20	110
APC106+	1900 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	20	83
APC221+	1900 x 1135 x 615	2	-	8	-	144	88	20	155
E8A2	防泄漏搁板/滑动集液槽					20	11		6

通气管连接在柜体的背面。不含连接套筒的深度：520毫米

RANGE 8B+



用于酸碱存储的耐腐蚀柜



Flammable cabinets

Corrosive cabinets

Toxic cabinets and multirisk

Pesticide range

Fume hoods, filtering cabinets - Ventilation

Containment and Cans

Anti-fire equipments and Files cabinets

Showers and first-aid equipments

The manufacturer reserves the right to discontinue or change specifications or designs at any time without notice and without incurring obligations. 02/2020

认证

- 符合ISO 3864、92 / 58 / CEE欧洲指令和NF X08.003规范的大型目视化警告标签。
- 符合美国国家研究与安全研究所 (I.N.R.S) 的规范。

特点

- 专为酸和碱存储而设计。
- 以三聚氰胺为基材的结构，对腐蚀性蒸汽的有效抵制。
- 带滑动抽屉的柜，用于存放酸或碱。

主动安全

- 完全基于白色三聚氰胺结构制成。
- 腐蚀性、基础性和有毒等大型目视化警告标签 (APC107+型号仅3个)。
- 每个大储间的可调节固定滑动抽屉。
- 独立的隔室 (APC32+型号除外) 用于存储酸、碱或/和有毒产品 (仅适用于APC107+型号)。
- 每个隔室都分为一个主存储区和一个辅助存储区 (APC62+, APC112+和APC222+型号除外)。

被动安全

- 高低通气孔 $\varnothing 100$ mm，带连接件，可以连接排气管
- 带锁的门：
 - 适用于APC32+，APC92+和APC107+型号的手动翼门。
 - 适用于APC62+，APC112+和APC222+型号的左右移门。
- 可调水平脚，以增强稳定性。

净气循环箱 Labopur - H50

在任何ECOSAFE机柜中都充分利用labopur的技术。活性炭过滤器和过滤系统已经过测试并获得NFX15-211认证。



型号	外部尺寸 H x W x D (mm)	储间数量		抽屉和搁板数量		容积 (L)	有效容积 (L)	搁板最大负荷 (kg)	重量 (kg)
		主储间	辅储间	抽屉数量	辅储间 搁板数量				
APC32+	630 x 635 x 603 ⁽²⁾	1	1	2	2	40	28	20	30
APC62+	630 x 1135 x 603 ⁽²⁾	2	-	4	-	72	44	20	60
APC92+	1900 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	20	90
APC112+	1100 x 1135 x 615	2	-	6	-	100	66	20	110
APC107+	1900 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	20	83
APC222+	1900 x 1135 x 615	2	-	8	-	144	88		155
E8A2	防泄漏搁板/滑动集液槽					20	11		6

NB：基于三聚氰胺的木材可能会受到腐蚀性液体的侵蚀。酸碱瓶必须储存在HDPE托盘中。此外，所有溢出物必须迅速清除。通风管在柜体的后面；不含连接套筒的深度：520毫米